

Работа 3.2.6

Исследование гальванометра

Цель работы: изучение работы высокочувствительного магнитозеркального гальванометра магнитоэлектрической системы в режимах измерения постоянного тока и электрического заряда.

Оборудование: зеркальный гальванометр с осветителем и шкалой, источник постоянного напряжения, делитель напряжения, магазин сопротивлений, эталонный конденсатор, вольтметр, переключатель, ключ, линейка.

1. Теоретическая справка

Устройство. Баллистический гальванометр - электроизмерительный прибор магнитоэлектрической системы, отличающийся высокой чувствительностью и сравнительно большим периодом колебаний подвижной части. Он представляет собой скрепленную с полым цилиндром проводящую рамку, подвешенную на нити в радиально направленном постоянном магнитном поле (см. рис. 1). На рамке закреплено зеркало, служащее для измерения угла поворота.




Рис. 1: Рамка с током в магнитном поле

Уравнение движения. Введем следующие обозначения: φ - угол поворота рамки, D - модуль кручения, S - площадь рамки, N - число витков, I - сила тока в рамке при отсутствии ЭДС индукции, B - индукция магнитного поля, R_{Σ} - общее сопротивление цепи, J - момент инерции подвижной системы. Если пренебречь сопротивлением воздуха, то уравнение движения записывается в виде

$$J\ddot{\varphi} + \frac{(BSN)^2}{R_{\Sigma}}\dot{\varphi} + D\varphi = BSNI. \quad (1)$$

Введем обозначения

$$\begin{cases} 2\gamma = \frac{(BSN)^2}{JR_{\Sigma}}, \\ \omega_0^2 = \frac{D}{J}, \\ K = \frac{BSN}{J}. \end{cases} \quad (2)$$

Таким образом, уравнение (1) примет вид

$$\ddot{\varphi} + 2\gamma\dot{\varphi} + \omega_0^2\varphi = KI. \quad (3)$$

Заметим, что данное уравнения является уравнением затухающих колебаний с коэффициентом затухания γ и собственной частотой ω_0 .

Режим измерения постоянного тока. Если $I = const$, то по прошествии некоторого времени колебания затухнут, и можно принять $\varphi = const$. Тогда из уравнения (3) легко получить

$$\varphi = \frac{K}{\omega_0^2}I = \frac{BSN}{D}I = \frac{I}{C_I}. \quad (4)$$

C_I называется *динамической постоянной* гальванометра и определяется выражением

$$C_I = \frac{I}{\varphi} = \frac{D}{BSN}. \quad (5)$$

Свободные колебания рамки. Пусть $I = 0$ и выполнены следующие начальные условия:

$$\begin{cases} \varphi(t=0) = 0, \\ \dot{\varphi}(t=0) = \dot{\varphi}_0. \end{cases} \quad (6)$$

Тогда в зависимости от γ и ω_0 решение уравнения (3) имеет вид

$$\begin{cases} \varphi = \frac{\dot{\varphi}_0}{\omega} e^{-\gamma t} \sin \omega t, & \gamma < \omega_0 \text{ (колебательный режим);} \\ \varphi = \frac{\dot{\varphi}_0}{\omega_0} \sin \omega_0 t, & \gamma = \omega_0 \text{ (критический режим);} \\ \varphi = \frac{\dot{\varphi}_0}{\varkappa} e^{-\gamma t} \operatorname{sh} \varkappa t, & \gamma > \omega_0 \text{ (апериодический режим).} \end{cases} \quad (7)$$

Здесь \varkappa и ω определяются соотношениями

$$\begin{cases} \omega^2 = \omega_0^2 - \gamma^2, \\ \varkappa^2 = \gamma^2 - \omega_0^2. \end{cases} \quad (8)$$

В случае колебательного режима можно ввести логарифмический декремент затухания Θ :

$$\Theta = \ln \frac{\varphi_n}{\varphi_{n+1}}, \quad (9)$$

где φ_n и φ_{n+1} - углы последовательных отклонений в одну сторону с номерами n и $n+1$. Из (7) в случае малого затухания ($\gamma \ll \omega$) легко получить выражение для Θ :

$$\Theta = \gamma T, \quad (10)$$

где T - период колебаний:

$$T = \frac{2\pi}{\omega}. \quad (11)$$

Заметим, что при приближении к критическому режиму $\Theta \rightarrow \infty$.

Режим измерения заряда. Теперь рассмотрим ситуацию, когда через гальванометр проходит короткий импульс тока. Будем считать, что продолжительность импульса τ достаточно мала ($\tau \ll T$), и отклонением рамки можно пренебречь. Пусть через рамку протекал ток с момента времени $t = 0$ до момента времени $t = \tau$. Проинтегрировав уравнение (3) с учетом приближения $\varphi \approx 0$, получим

$$\dot{\varphi}(\tau) = K \int_0^\tau I dt. \quad (12)$$

Заряд, прошедший через гальванометр выражается формулой

$$q = \int_0^\tau I dt + \int_0^\tau I_{\text{инд}} dt, \quad (13)$$

где $I_{\text{инд}}$ - индукционный ток. Заметим, что $I_{\text{инд}} \sim \dot{\varphi}$, а значит

$$\int_0^\tau I_{\text{инд}} dt \sim \int_0^\tau \dot{\varphi} dt = \varphi(\tau) \approx 0. \quad (14)$$

Поэтому зарядом, протекшим в результате индукционного тока, можно пренебречь, и выражение (13) примет вид

$$q = \int_0^\tau I dt. \quad (15)$$

Отсюда и из выражения (12) получим

$$\dot{\varphi}(\tau) = Kq. \quad (16)$$

Из выражения (7) легко видеть, что при любом режиме максимальное отклонение от положения равновесия $\varphi_{\max} \sim \dot{\varphi}_0 \stackrel{(16)}{\sim} q$. Таким образом, величина

$$C_q = \frac{q}{\varphi_{\max}}, \quad (17)$$

называемая *баллистической постоянной*, зависит только от параметров цепи.

Можно показать, что при неизменном q максимальное отклонение достигается при отсутствии затухания и определяется выражением

$$\varphi_{\max \text{ св}} = \frac{\dot{\varphi}(\tau)}{\omega_0} = \frac{Kq}{\omega_0}. \quad (18)$$

В критическом режиме, когда система быстрее всего приходит в равновесие, максимальное отклонение в e раз меньше:

$$\varphi_{\max \text{ кр}} = \frac{Kq}{\omega_0 e}. \quad (19)$$

Отсюда следует выражение для баллистических констант:

$$\frac{C_{Q \text{ кр}}}{C_{Q \text{ св}}} = e. \quad (20)$$

2. Определение динамической постоянной

Экспериментальная установка. Схема для измерений в стационарном режиме приведена на рис. 2. Значение входного напряжения $U = 1,32 \pm 0,02$ В, сопротивления гальванометра $R_0 = 475 \pm 1$ Ом. Сопротивление R можно изменять.

Угол отклонения рамки от положения равновесия измеряется с помощью осветителя, зеркала, закрепленного на рамке, и шкалы, на которую отражается свет. Если обозначить координату светового пятна за x и считать $x \ll a$, то выражение для угла отклонения примет вид

$$\varphi = \frac{x}{2a}, \quad (21)$$

где $a = 128 \pm 1$ см - расстояние от шкалы до зеркала. Таким образом, из выражения (5) легко получить формулу для динамической постоянной:

$$C_I = \frac{2aI}{x} \quad (22)$$

Отсюда следует выражение для зависимости $I(x)$:

$$I = x \frac{C_I}{2a}. \quad (23)$$

При $R_1 \ll R + R_0$ сила тока, протекающего через гальванометр, выражается формулой

$$I = U \frac{R_1}{R_2} \frac{1}{R + R_0}. \quad (24)$$




Рис. 2: Схема установки для работы в стационарном режиме

По этой формуле мы можем рассчитать токи по значениям сопротивления R , и, таким образом, получить экспериментальную зависимость $I(x)$. Согласно (23), она должна быть линейной, и по ее коэффициенту наклона k мы сможем вычислить C_I :

$$C_I = 2ka. \quad (25)$$